


NEU

FORESTADENT[®]
IMPLANTS



OT EQUATOR

Neues Abutment-System
ab sofort im Sortiment!



Die kostengünstige Alternative.

Eines der kleinsten Befestigungssysteme.

Mit einem geringen vertikalen Profil von 2,1 mm und einem Durchmesser von 4,4 mm ist OT Equator eines der kleinsten Befestigungssysteme auf dem Markt.











Die Matrizen, von einem Edelstahlgehäuse gehalten, sind mit vier Abzugskräften erhältlich, was die Verarbeitung im Dentallabor oder Chairside in der Zahnarztpraxis erleichtert.

Ihre Vorteile im Überblick.

- Kostengünstige Alternative zu Mitbewerberprodukten.
- Passend für die Prowital-Implantate.
- Kompatibel mit Prowital-Schraubendrehern.
- Einfache Handhabung.

OT Equator System für Implantate

Komponenten:


Artikel	Beschreibung
	OT Equator Abutment Titanium + Tin Attachment; erhältlich in vier Gingivahöhen: 1, 2, 3, und 4 mm.
	Retentionskappe
	Retentionseinsatz lila stark 2,7 kg
	Retentionseinsatz weiß standard 1,8 kg
	Retentionseinsatz rosa soft 1,2 kg
	Retentionseinsatz gelb extra soft 0,6 kg
	Verarbeitungseinsatz
	Montageschutz
	Equator Abformpfosten
	Equator Analog

Smart Box




Die selbstausrichtende Retentionskappe

Die neue Smart Box ist ein Gehäuse für Retentionskappen mit innovativem Design.

Dank eines Schwenkmechanismus mit einem Drehkern ermöglicht es ein passives Einsetzen unter extremen Bedingungen, auch bis zu 50 ° Divergenz.



Smart Box Komponenten:

Artikel	Beschreibung
	Smartbox Schwarz Positioning Kappe
	Montageschutz für Smart Box
	Retentionskappe für Smart Box mit Verarbeitungseinsatz

Verfügbare Kits

Für OT Equator & Smart Box System

Artikel-Nr.	Beschreibung
1.278.35... ..10 = 1mm ¹ ..20 = 2mm ¹ ..30 = 3mm ¹ ..40 = 4mm ¹	OT Equator Abutment Kit - Ø 3,5 mm 1x OT Equator Titanium + Tin Attachment ¹ 1x Edelstahl Hülse 1x Montageschutz 4x Retentionskappen (1x stark, 1x standard, 1x soft, 1x extra soft)
1.278.43... ..10 = 1mm ¹ ..20 = 2mm ¹ ..30 = 3mm ¹ ..40 = 4mm ¹	OT Equator Abutment Kit - Ø 4,3 mm 1x OT Equator Titanium + Tin Attachment ¹ 1x Edelstahl Hülse 1x Montageschutz 4x Retentionskappen (1x stark, 1x standard, 1x soft, 1x extra soft)
1.278.0600	Equator Laborset 1x Edelstahl Hülse 1x Processing Cap 1x Montageschutz 4x Retentionskappen (1x stark, 1x standard, 1x soft, 1x extra soft)
1.278.0605	Equator Laborset Smart Box 1x Smart Box Hülse mit schwarzer Positioning Kappe 1x Montageschutz Rosa 4x Retentionskappen (1x stark, 1x standard, 1x soft, 1x extra soft)

Zubehör

für Retentionseinsätze

Artikel-Nr.	Artikel	Beschreibung
1.278.0010		Equator Instrument für das inserieren/entfernen der Retentionseinsätze

1) erhältlich in vier Gingivahöhen: 1, 2, 3, und 4 mm

FORESTADENT[®]
IMPLANTS 

HÄNDLER:

FORESTADENT Implants GmbH
Westl. Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim / Germany
Tel.: +49 (0)7231 / 459-250
service@forestadent-implants.com

RHEIN83

HERSTELLER:

Rhein 83 srl • Via E. Zago, 10/ABC • 40128 Bologna (Italien)
Tel. (+39) 051 244 -510 / -396 • Fax (+39) 051 245238